


KIFA

社団法人韓国遠赤外線協会
敷設韓国遠赤外線応用評価研究院

呉138-844ソウル特別市松坡区石村洞174-12

<http://www.kfir.or.kr>

TCL(02)2203-6037

FAX(02)2203 6061

試験成績書

発行番号：KFIA 330

依頼人：ペク・ヨンジン[ビビバイオ株式会社]

住所：大邱広域市西区染色工団路5ギル11

収集日：2013年12月12日

サンプル名：バイオポリウレタンフォーム (BNT FOAM)

テスト結果

試験項目	サンプル区分	初期濃度 (CFU/ml)	18時間後の濃度 (CFU/ml)	静菌減少率 (%)
ブドウ球菌による 抗菌試験	標準砲	3.0×10^4	2.6×10^4	—
	バイオポリウレタンフォーム (BNT FOAM)		$< 2.0 \times 10^2$	99.9
肺炎菌による ヒンギョン試験	標準砲	3.6×10^4	2.4×10^6	—
	バイオポリウレタン苦 (BNT FOAM)		$< 2.0 \times 10^2$	99.9

(備考) 培地上の菌数は希釈倍数を乗じて算出したものである。

1) 試験方法：KS K 0693：2011

2) 使用株

Staphylococcus aureus ATCC 6538*Klebsiella pneumoniae* ATCC 4352

3) 非イオン界面活性剤：接種菌に0.05%非イオン界面活性剤を使用 (Snogen)

4) 標準砲：KS K 0905 染色堅牢度用付白布 (Cotton)

5) 貼り付け：写真スポット(2-1, 2-2)

6) 用途：品質管理

2013年12月19日

※1. この成績書は依頼人が提供した試料に対する結果であり、試料名は依頼人が提示したものである。

担当者：キム・ビョンヨン(02) 2203-6084

韓国遠赤外線応用評価研究院長




KIFA

発行番号：KFIA-330

サンプル名：バイオポリウレタンフォーム（BNT FOAM）



<写真1>




<写真2>


KIFA

発行番号：KFIA-330

サンプル名：バイオポリウレタンフォーム（BNT FOAM）



<写真3>



<写真4>